


# BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, 3-komponent spruta



- Glasklar plast för kontroll av innehåll
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- Silikonbehandlad för jämn och mjuk gång
- Ergonomiskt formad kolvstång för ett säkert grepp
- Kolvstopp förhindrar att kolvstången dras ut
- Dubbla kolvringar förhindrar läckage bakåt
- Låcker ej – håller även vid högt tryck
- 100 ml sprutan med kateterspets kan ändras till luerfattning med hjälp av en adapter som medföljer
- 50 ml Amber sprutan skyddar ljuskänsliga läkemedel
- Latexfri packning eliminerar risken för allergiska reaktioner

## Användningsområde

- 50 ml luer-lock sprutorna är speciellt anpassade för automatiska sprutpumpar och passar till de ledande sprutpumparna på marknaden (se kompatibilitetslista i appendix)



## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Fattning/ Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
20	Luer/Excentrisk	1	60/240	301183
20	Luer/Excentrisk	1	120/480	300613
30	Luer/Excentrisk	1	60/240	301231
50	Luer/Excentrisk	1	60/240	300866
20	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	301189
20	Luer-Lok™/Centrerad	1	120/480	300629
30	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	301229
50	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	300865
50 Perfusion	Luer-Lok™/Centrerad	1	50/100	300137
50 Amber	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	300869
50 Perfusion Amber	Luer-Lok™/Centrerad	1	50/100	300139

## Sprutor med Kateterspets

Storlek ml	Fattning/ Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
50	Kateterspets/Centrerad	1	60/240	300867
100	Kateterspets/Centrerad	2	25/50	300605

## Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Kanylstorlek G x tum	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
50 Perfusion	14 x 1 1/4	1	50/100	300136
50 Perfusion Amber	14 x 1 1/4	1	50/100	300138

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
 Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
 Ytbehandling: Silikonolja  
 Ansats och kanylkydd: Polypropylen  
 Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
 Lim: Epoxy resin  
 Ytbehandling: Silikonolja

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

### Förpackningsmaterial

Papper  
 Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)  
 Wellpapp



Steriliseringmetod  
 Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
 (Spruta Luer: Klass I)  
 (Spruta Luer-Lok: Klass IIa)



Helping all people  
 live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
 Box 47204  
 100 74 STOCKHOLM  
 Tel: 08 - 77 55 100  
 www.bd.com