

Kompress gasväv

REF: 222001, 222002, 222003, 222004 and 222005

SELEFA gasvävskompress är producerad från miljövänliga bomullsfibrer, vävda i 17 trådar per cm² och tillverkade med vikta kanter för att undvika trådludd. Kvalitetskompresserna tillverkas i 4 till 16 lager, som bidrar till mjukhet och absorption.

Egenskaper:

- ▶ Peroxidblekt bomullsgasväv, blekt utan användning av klorin
- ▶ 100 % bomull, *low linting*.
- ▶ Vävda kanter för att undvika förlust av tråd.
- ▶ Effektivt i absorption av fukt och vätska.
- ▶ Brett användningsområde såsom vid desinfektion av hud före operation, vid torkning och absorption, för sårvård samt sårskydd.



REF	BESKRIVNING	STORLEK	FÖRPACKNINGSSANTAL dispenser/kartong
222001	Kompress, försteriliserad, ej steril	8 lags, 5 x 5 cm	120/10800
222002	Kompress, försteriliserad, ej steril	8 lags, 7,5 x 7,5 cm	120/7200
222003	Kompress, försteriliserad, ej steril	8 lags 10 x 10 cm	120/7200
222004	Kompress, försteriliserad, ej steril	12 lags, 10 x 20 cm	50/1000
222005	Kompress, försteriliserad, ej steril	16 lags 10 x 10 cm	60/3600

Försäljningsenhet: Transportkartong

Teknisk information

Regulations

CE0434

Produkten överensstämmer med legala krav för medicintekniska produkter.



[NATURAL LATEX FREE]

REACH föreskrifter

Produkterna som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (EHCA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5 och EN ISO 10993-10

Uppfyller legala föreskrifter för:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I

Uppfyller produktstandard:

EN ISO 14079 och EN ISO 11737-1

Kvalitetsstandard

ISO 13485

Etikettinformation:

EN 15233-1 och EN 1041

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
-----------	---------------------------

Gasväv	100 % bomull, vit
--------	-------------------

Varningar och rekommendationer

Varningar

Produkten är endast avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper kraftigt försämrats eller utgöra en patientrisk.

Förvaringsrekommendationer

Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon

Avfallsrekommendationer

Följ lokala anvisningar

Hållbarhet

5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek(L x W x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A

Dispenser	Kartong, ECF eller TCF kvalitet	222001: 162 x 60 x 54
		222002: 235 x 60 x 77
		222003: 204 x 85 x 104
		222004: 204 x 90 x 104
		222005: 204 x 85 x 104
Transportkartong	Kartong, ECF eller TCF kvalitet	222001: 505 x 290 x 385
		222002: 485 x 410 x 385
		222003: 635 x 545 x 365
		222004: 545 x 215 x 380
		222005: 635 x 365 x 545
Packtejp	Transparent, PVC-fri	N/A

Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	Dispenser	Transportkartong
222001	N/A		
222002	N/A		
222003	N/A		
222004	N/A		
222005	N/A		

ONEMED

OneMed Group Oy
Address: Metsäläntie 20
Postal Address: P.O. Box 10
FI-00321 Helsinki, Finland
Phone +358 20 786 6800
www.onemed.com
Domicile Helsinki
Business ID 2039640-1