


## Replantat Organväska

Vid amputationsolyckor av extremiteter är det viktigt att kunna hantera kroppsdelar på bästa sätt för att senare lyckas med återställande kirurgi. Att kunna transportera organ nedkylda utan att orsaka frysskador på ett hygieniskt sätt möjliggörs med detta set. Enheterna har dubbla väggar som består av två sterila påsar som möjliggör placering av kylningsämnet (konstgjord is) mellan påsarna, utan direkt kontakt mellan kylvätska och den amputerade kroppsdel

Replantationspåse innehåller en yttre och en inre påse som är gjorda av böjlig och hållbar film (viktig för benflisor). Den amputerade kroppsdel placeras i den inre påsen skyddar kroppsdel mot farliga bakterier. Den yttre påsen fylls med blandning av is-granulat och vatten. Den kyler den amputerade delen.



**Produktnummer****Produktnamn**

5008001	Replantat Organväska komplett
5008003	Replantat Arm M
5008004	Replantat Hand S
5008005	Konstgjord is 0,5 kg
5008002	Replantat Ben L