

## Eurotrol HemoTrol® Duo

Eurotrol HemoTrol® Duo är en kontrollösning med känd hemoglobinkoncentration för verifiering av Hemocue® Hb 801 systemets precision. Eurotrol HemoTrol® Duo finns tillgänglig i tre olika nivåer.

**Innehåll:** Renat hemolysat av bovint ursprung

**Förvaring:** Eurotrol HemoTrol ska förvaras i kylskåp vid 2-8°C

**Hållbarhet:** Öppnad flaska förvarad i kyl är hållbar i 9 månader från tillverkningsdatum.  
Öppnad flaska är hållbar i 1 månad vid förvaring i kyl eller i rumstemperatur (2-30 °C).

**Förpackning:** Droppflaska 2 x 1.0 mL

**Nivåer:** Låg (Level 1) ~ 67 – 73 g/L  
Normal (Level 2) ~ 127 – 133 g/L  
Hög (Level 3) ~ 167 – 173 g/L

För ytterligare information om kontroller, se [eurotrol.com](http://eurotrol.com).

